



Anticoagulantes

Anticoagulante W
Anticoagulante G
Anticoagulante TP

Anticoagulante W

USO PREVISTO

Anticoagulante de muestras sanguíneas para utilizar en hematología y química sanguínea que requieran ácido etilendiaminetetraacético (EDTA), como recuentos globulares, determinación de hemoglobina, reticulocitos, plaquetas y hematocrito, eritrosedimentación, clasificación y tipificación sanguínea y otras determinaciones químicas en las que deba emplearse plasma (excepto sodio, potasio y calcio); de forma cuali o cuantitativa por métodos automatizados o no. Destinado a profesionales bioquímicos para uso en laboratorios de análisis clínicos, clínicas médicas y hospitales, en muestras de la población general.

REACTIVO PROVISTO

Anticoagulante W: solución equilibrada de sales sódicas y potásicas de EDTA (0,342 mol/l) pH 7,2.

INSTRUCCIONES PARA SU USO

Listo para usar.

PRECAUCIONES

Para uso diagnóstico "in vitro".

H319: Provoca irritación ocular grave. P280: Llevar gafas/guantes/prendas de protección. P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P337+P313: Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.

Utilizar los reactivos guardando las precauciones habituales de trabajo en el laboratorio de química clínica.

Todos los reactivos y las muestras deben descartarse de acuerdo a la normativa local vigente.

Cualquier incidente grave ocurrido en relación con el dispositivo deberá notificarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que esté establecido el usuario y/o el paciente.

ESTABILIDAD E INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

Anticoagulante W es estable a temperatura ambiente (< 25°C) hasta la fecha de vencimiento indicada en la caja.

INDICIOS DE INESTABILIDAD O DETERIORO DE LOS REACTIVOS

Discoloración o aparición de precipitado indican deterioro.

ESTABILIDAD DE LA MUESTRA

Las sangres recogidas con ácido etilendiaminetetraacético (EDTA) muestran notable estabilidad de los elementos celulares, sin evidencias de hemólisis hasta los 8 días de conservación.

El recuento globular, la hemoglobina, reticulocitos, plaquetas y hematocrito, no muestran variaciones por 24 y 48 horas en sangres mantenidas a temperatura ambiente y refrigerador respectivamente. La eritrosedimentación y los extendidos para exámenes morfológicos diferenciales pueden efectuarse en sangres mantenidas entre 3 y 6 horas a temperatura ambiente o 24 horas en refrigerador.

PROCEDIMIENTO

Una gota (70 ul) impide la coagulación de hasta 9 ml de sangre. En estas condiciones el error por dilución es de 0,8 %, considerado despreciable para cualquier trabajo de rutina en hematología.

Para recoger cantidades de sangre menores, pueden usarse cantidades menores de anticoagulante. Usar 20 ul para volúmenes de hasta 2,5 ml y 50 ul para recoger hasta 7 ml de sangre.

Cuando se requiera extrema exactitud, puede secarse previamente el anticoagulante en frascos "ad hoc" en estufa a 37 ó 50°C, evitándose el error mencionado.

Si se utilizan médula ósea o líquidos de punción hemáticos (LCR, ascíticos, etc.), usar la proporción indicada para sangre.

LIMITACIONES DEL PROCEDIMIENTO

Debe recordarse que el empleo de cantidades de anticoagulante mayores de lo conveniente pueden producir hematocritos falsamente disminuidos.

PRESENTACION

- 6 frascos gotero x 50 ml (Cód. 1898552).

Anticoagulante G

USO PREVISTO

Anticoagulante de muestras sanguíneas para utilizar exclusivamente en la determinación de glucosa en la población general, de forma cuali o cuantitativa por métodos automatizados o no.

Anticoagulante G combina dos principios fundamentales: un agente antiglucolítico óptimo, el fluoruro de potasio y el

anticoagulante de elección, EDTA. Destinado a profesionales bioquímicos para uso en laboratorios de análisis clínicos, clínicas médicas y hospitales.

REACTIVO PROVISTO

Anticoagulante G: solución equilibrada de sales sódicas y potásicas de EDTA (0,274 mol/l) y fluoruro (0,86 mol/l), pH 7,2.

INSTRUCCIONES PARA SU USO

Listo para usar.

PRECAUCIONES

Para uso diagnóstico "in vitro".

H302: Nocivo en caso de ingestión. P264: Lavarse manos y la piel expuesta concienzudamente tras la manipulación. P501: Eliminar el contenido/el recipiente De conformidad con la normativa local.

Utilizar los reactivos guardando las precauciones habituales de trabajo en el laboratorio de química clínica.

Todos los reactivos y las muestras deben descartarse de acuerdo a la normativa local vigente.

Cualquier incidente grave ocurrido en relación con el dispositivo deberá notificarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que esté establecido el usuario y/o el paciente.

ESTABILIDAD E INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

Anticoagulante G es estable a temperatura ambiente (< 25°C) hasta la fecha de vencimiento indicada en la caja.

INDICIOS DE INESTABILIDAD O DETERIORO DE LOS REACTIVOS

Discoloración o aparición de precipitado son indicio de su deterioro.

ESTABILIDAD DE LA MUESTRA

La glucólisis es un proceso enzimático que se produce "in vitro" desde el mismo momento de la extracción de la sangre y que subsiste aún en estado de congelación.

A 37°C se destruyen de 0,10 a 0,20 g/l/hora de glucosa. Cuando hay leucocitosis o contaminación bacteriana puede producirse falsa hipoglicemia en sangre estacionada a temperatura ambiente.

PROCEDIMIENTO

Una gota (70 µl) impide la coagulación de hasta 9 ml de sangre. Usar 20 µl para volúmenes de hasta 2,5 ml y 50 µl para recoger hasta 7 ml de sangre.

LIMITACIONES DEL PROCEDIMIENTO

Debe recordarse que por ser el fluoruro inhibidor enzimático, no debe utilizarse **Anticoagulante G** en reacciones que involucren enzimas (Ej.: urea con ureasa).

PRESENTACION

- 6 frascos gotero x 50 ml (Cód. 1890552).

Anticoagulante TP

USO PREVISTO

Anticoagulante de muestras sanguíneas para utilizar en la determinación de tiempo de protrombina, eritrosedimentación, estudios de coagulación, test de generación de tromboplastina, determinación de fibrinógeno y otros factores de coagulación, recuento de plaquetas y otras reacciones que requieran sangre citratada, de forma cuali o cuantitativa por métodos automatizados o no, según la prueba. Destinado a profesionales bioquímicos para uso en laboratorios de análisis clínicos, clínicas médicas y hospitales, en muestras de la población general.

REACTIVO PROVISTO

Anticoagulante TP: solución equilibrada de citrato trisódico dihidratado (130 mmol/l) pH 7,2.

INSTRUCCIONES PARA SU USO

Listo para usar.

PRECAUCIONES

Para uso diagnóstico "in vitro".

Utilizar los reactivos guardando las precauciones habituales de trabajo en el laboratorio de química clínica.

Todos los reactivos y las muestras deben descartarse de acuerdo a la normativa local vigente.

Cualquier incidente grave ocurrido en relación con el dispositivo deberá notificarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que esté establecido el usuario y/o el paciente.

ESTABILIDAD E INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

Anticoagulante TP es estable a temperatura ambiente (< 25°C), hasta la fecha de vencimiento indicada en la caja.

INDICIOS DE INESTABILIDAD O DETERIORO DE LOS REACTIVOS

Discoloración o aparición de precipitado son indicio de su deterioro.

ESTABILIDAD DE LA MUESTRA

Las muestras recogidas con citrato en concentraciones entre 120 y 150 mmol/l muestran máxima estabilidad para la determinación de Tiempo de Protrombina hasta 8 horas después de la extracción. A la concentración óptima señalada y a 4°C, sangres conservadas durante 7 días mantuvieron constante la actividad de los factores V y VIII.

PROCEDIMIENTO

En estudios de coagulación la relación sangre/anticoagulante adecuada es 9+1. Por ejemplo, 4 gotas de Anticoagulante TP para 2,5 ml de sangre.

Si se emplea para la determinación de eritrosedimentación, la proporción indicada (ICSH) es de 4+1. Por ejemplo 2 ml de sangre + 7 gotas (0,5 ml) de Anticoagulante TP.

LIMITACIONES DEL PROCEDIMIENTO

Debe tenerse en cuenta que variaciones en la relación anti-coagulante/muestra o en la concentración de citrato utilizado afectan los Tiempos de Quick, por lo que se recomienda controlar las dosis de anticoagulante empleadas al tomar las muestras.

PRESENTACION

- 6 frascos gotero x 50 ml (Cód. 1895002).

BIBLIOGRAFIA

- International Committee for Standardization in Hematology (ICSH) - Am. J. Clin. Path. 68/4:505 (1977).



Anticoagulantes

Anticoagulante W
Anticoagulante G
Anticoagulante TP

Anticoagulante W

USO PRETENDIDO

Anticoagulante para amostras de sangue, utilizado em hematologia e bioquímica sanguínea que requerem ácido etilendiaminotetracético (EDTA), como contagem de eritrócitos, determinação de hemoglobina, contagem de reticulócitos, contagem de plaquetas e hematócrito, velocidade de sedimentação eritrocitária, tipagem e classificação sanguínea e outras determinações químicas que requerem plasma (exceto sódio, potássio e cálcio); para análise qualitativa ou quantitativa por métodos automatizados ou não automatizados. Destinado ao uso por profissionais de bioquímica em laboratórios de análises clínicas, clínicas médicas e hospitais, em amostras da população em geral.

REAGENTE FORNECIDO

Anticoagulante W: solução equilibrada de sais sódicas e potássicas de EDTA (0,342 mol/l) pH 7,2.

INSTRUÇÕES DE USO

Pronto para uso.

PRECAUÇÕES

Para uso diagnóstico "in vitro".

H319: Provoca irritação ocular grave. P280: Use luvas de proteção ocular/luvas de proteção/vestuário de proteção. P305+P351+P338: EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágua cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue a enxaguando. P337+P313: Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.

Utilizar os reagentes observando as precauções habituais de trabalho no laboratório de análises clínicas.

Todos os reagentes e as amostras devem ser descartadas conforme a regulação local vigente.

Qualquer incidente grave ocorrido em relação ao dispositivo deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro em que o utilizador e/ou o paciente se encontra.

ESTABILIDADE E INSTRUÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Anticoagulante W é estável sob temperatura ambiente (< 25°C) até a data do vencimento indicada na embalagem.

INDÍCIOS DE INSTABILIDADE OU DETERIORAÇÃO DOS REAGENTES

Aparição de diferentes tons ou precipitado indicam deterioração.

ESTABILIDADE DA AMOSTRA

Os sangues colhidos com ácido etilendiaminotetraacético (EDTA) demonstram notável estabilidade dos elementos celulares, sem evidências de hemólise até os 8 dias de sua conservação.

O reconto global, a hemoglobina, reticulócitos, plaquetas e hematócrito, não demonstram variações em 24 ou 48 horas em sangue mantido a temperatura ambiente e sob refrigeração respetivamente. A eritrosedimentação e os estendidos para exames morfológicos diferenciais podem realizar-se em sangue mantido entre 3 e 6 horas a temperatura ambiente ou 24 horas sob refrigeração.

PROCEDIMENTO

Uma gota (70 µl) não permite a coagulação de até 9 ml de sangue. Nestas condições o erro pela diluição é de 0,8%, considerando desprezível para qualquer trabalho de rotina em hematologia.

Para coletar quantidades de sangue menores, podem ser utilizadas quantidades menores de anticoagulante. Utilizar 20 µl para volumes de até 2,5 ml e 50 µl para coletar até 7 ml de sangue.

Nos casos que seja necessária exatidão, pode-se secar o anticoagulante antes de seu uso, num frasco "ad hoc" em estufa a 37 ou 50°C, evitando-se o erro mencionado. Se for utilizada medula óssea ou líquidos de punção hemáticos (LCR, ascítico, etc.), empregar a proporção indicada para sangue.

LIMITAÇÕES DO PROCEDIMENTO

Deve lembrar-se que o emprego de quantidades de anticoagulante maiores do necessário podem produzir resultados falsamente diminuídos de hematócrito.

APRESENTAÇÃO

- 6 frascos conta-gotas x 50 ml (Cód. 1898552).

Anticoagulante G

USO PRETENDIDO

Anticoagulante para amostras de sangue, destinado exclusivamente à determinação qualitativa ou quantitativa de glicose na população em geral, utilizando métodos automatizados ou não automatizados. O **Anticoagulante G** combina dois princípios fundamentais: um agente antiglicolítico ideal, o

fluoreto de potássio, e o anticoagulante de escolha, o EDTA. Indicado para uso por profissionais de bioquímica em laboratórios de análises clínicas, clínicas médicas e hospitais.

REAGENTE FORNECIDO

Anticoagulante G: solução equilibrada de sais sódicas e potássicas de EDTA (0,274 mol/l) e fluoreto (0,86 mol/l), pH 7,2.

INSTRUÇÕES DE USO

Pronto para uso.

PRECAUÇÕES

Para uso diagnóstico "in vitro".

H302: Prejudicial se for engolido. P264: Lavar mãos e pele exposta cuidadosamente após o manuseio. P501: Eliminar o conteúdo/recipiente Em conformidade com os regulamentos locais. Utilizar os reagentes observando as precauções habituais de trabalho no laboratório de análise clínica.

Todos os reagentes e as amostras devem-se descartar conforme à regulação local vigente.

Qualquer incidente grave ocorrido em relação ao dispositivo deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro em que o utilizador e/ou o paciente se encontra.

ESTABILIDADE E INSTRUÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Anticoagulante G é estável sob temperatura ambiente (< 25°C) até a data do vencimento indicada na embalagem.

INDÍCIOS DE INSTABILIDADE OU DETERIORAÇÃO DOS REAGENTES

Aparição de diferentes tons ou precipitação são indícios de deterioração do mesmo.

ESTABILIDADE DA AMOSTRA

A glicólise é um processo enzimático produzido "in vitro" no mesmo momento da obtenção do sangue e que subsiste no estado de congelação.

A 37°C é destruído o 0,10 ao 0,20 g/l/hora de glicose.

Quando existe leucocitose ou contaminação bacteriana podem produzir-se falsa hipoglicemia em sangue a temperatura ambiente.

PROCEDIMENTO

Uma gota (70 µl) não permite a coagulação de até 9 ml de sangue. Utilizar 20 µl para volumes de até 2,5 ml e 50 µl para coletar até 7 ml de sangue.

LIMITAÇÕES DO PROCEDIMENTO

Deve lembrar-se que por ser o fluoreto inibidor enzimático, não deve ser utilizado **Anticoagulante G** em reações que contenham enzimas (Ex. uréia com urease).

APRESENTAÇÃO

- 6 frascos conta-gotas x 50 ml (Cód. 1890552).

Anticoagulante TP

USO PRETENDIDO

Anticoagulante para amostras de sangue, utilizado na determinação do tempo de protrombina, velocidade de sedimentação eritrocitária, estudos de coagulação, testes de geração de tromboplastina, determinação de fibrinogênio e outros fatores de coagulação, contagem de plaquetas e outros testes que requerem sangue citratado, qualitativa ou quantitativamente, utilizando métodos automatizados ou não automatizados, dependendo do teste. Destinado ao uso por profissionais de bioquímica em laboratórios de análises clínicas, clínicas médicas e hospitais, em amostras da população em geral.

REAGENTE FORNECIDO

Anticoagulante TP: solução equilibrada de citrato trissódico di-hidratado (130 mmol/l) pH 7,2.

INSTRUÇÕES DE USO

Pronto para uso.

PRECAUÇÕES

Para uso diagnóstico "in vitro".

Utilizar os reagentes observando as precauções habituais de trabalho no laboratório de análise clínica.

Todos os reagentes e as amostras devem-se descartar conforme à regulação local vigente.

Qualquer incidente grave ocorrido em relação ao dispositivo deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro em que o utilizador e/ou o paciente se encontra.

ESTABILIDADE E INSTRUÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Anticoagulante TP é estável sob temperatura ambiente (< 25°C), até a data do vencimento indicado na embalagem.

INDÍCIOS DE INSTABILIDADE OU DETERIORAÇÃO DOS REAGENTES

Aparição de diferentes tons ou precipitação são indícios de deterioração do mesmo.

ESTABILIDADE DA AMOSTRA

As amostras coletadas com citrato em concentrações entre 120 e 150 mmol/l demonstram máxima estabilidade para a determinação do Tempo de Protrombina até 8 horas após da coleta. À concentração ótima assinalada e a 4°C, sangues conservados durante 7 dias mantiveram constante a atividade dos fatores V e VIII.

PROCEDIMENTO

Em estudos de coagulação a relação sangue/anticoagulante adequada é 9+1. Exemplo: 4 gotas de Anticoagulante TP para 2,5 ml de sangue.

Para ser utilizada na determinação de eritrosedimentação, a proporção indicada (ICSH) é de 4+1. Exemplo: 2 ml de sangue + 7 gotas (0,5 ml) de Anticoagulante TP.

LIMITAÇÕES DO PROCEDIMENTO

Deve-se considerar que variações na relação anticoagulante/ amostra ou na concentração de citrato utilizado afetam os Tempos de Quick, pelo que recomenda-se controlar as doses de anticoagulantes utilizados na hora de obter as amostras.

APRESENTAÇÃO

- 6 frascos conta-gotas x 50 ml (Cód. 1895002).

REFERÊNCIA

- International Committee for Standardization in Hematology (ICSH) - Am. J. Clin. Path. 68/4:505 (1977).



Anticoagulantes

Anticoagulante W
Anticoagulante G
Anticoagulante TP

Anticoagulante W

INTENDED PURPOSE

Reagent for use as an anticoagulant for blood samples in hematology and blood chemistry tests requiring ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA), such as red blood cell counts, hemoglobin determination, reticulocyte count, platelet count, hematocrit, erythrocyte sedimentation rate, blood typing and classification, and other chemical determinations requiring plasma (except sodium, potassium, and calcium); for qualitative or quantitative analysis by automated or non-automated methods. Intended for use by biochemical professionals in clinical laboratories, medical clinics, and hospitals, with samples from the general population.

PROVIDED REAGENT

Anticoagulante W: 0.342 mol/l EDTA sodium and potassium salt solutions, pH 7.2.

INSTRUCTIONS FOR USE

Ready to use.

WARNINGS

The Reagent is for "in vitro" diagnostic use.

H319: Causes serious eye irritation. P280: Wear eye protection/ protective gloves/protective clothing. P305+P351+P338: IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. P337+P313: If eye irritation persists: Get medical advice/attention. Use the reagent according to the working procedures for clinical laboratories.

Reagent and samples should be discarded according to the local regulations in force.

Any serious incident that has occurred in relation to the device shall be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or the patient is established.

STABILITY AND STORAGE INSTRUCTIONS

Anticoagulante W is stable at room temperature (< 25°C) until the expiration date stated on the box.

INSTABILITY OR DETERIORATION OF REAGENT

Its deterioration is indicated by the presence of discoloration or sedimentation.

SAMPLE STABILITY

The blood collected with ethylenediaminetetraacetic acid

(EDTA) shows stability with cellular components and no signs of hemolysis for up to 8 days from collection.

Blood cell counts, hemoglobin, reticulocytes, platelets and hematocrit do not show variations within 24 and 48 hours in blood samples stored at room temperature and at 2-10°C, respectively.

Erythrocyte sedimentation rate and blood for morphologic tests can be performed in blood samples stored at room temperature within 3 to 6 hours from collection or stored for up to 24 hours in refrigerator.

PROCEDURE

One drop (70 µl) inhibits up to 9 ml of blood coagulation. Under such conditions, the dilution error is 0.8%, which is adequate for any routine hematology determination.

For smaller sample quantities, use a reduced amount of anticoagulant. Use 20 µl for volumes up to 2.5 ml and 50 µl to collect up to 7 ml blood.

In case maximum accuracy is required, anticoagulant can be dried at 37°C or at 50°C.

If bone marrow or hematic puncture fluids are used (CSF, ascitic fluids, etc.), use the advised blood proportion.

PROCEDURE LIMITATIONS

The use of higher amounts of anticoagulant may yield falsely decreased hematocrit values.

WIENER LAB. PROVIDES

- 6 dropper bottles x 50 ml (Cat. Nr. 1898552).

Anticoagulante G

INTENDED PURPOSE

Reagent for use as an anticoagulant for blood samples, exclusively for the qualitative or quantitative determination of glucose in the general population, using automated or non-automated methods. Anticoagulant G combines two fundamental principles: an optimal antiglycolytic agent, potassium fluoride, and the anticoagulant of choice, EDTA. Intended for use by biochemical professionals in clinical laboratories, medical clinics, and hospitals.

PROVIDED REAGENT

Anticoagulante G: 0.274 mol/l EDTA sodium and potassium salt solutions, and 0.86 mol/l fluoride, pH 7.2.

INSTRUCTIONS FOR USE

Ready to use.

WARNINGS

The Reagent is for "in vitro" diagnostic use.

H302: Harmful if swallowed. P264: Wash hands and exposed skin thoroughly after handling. P501: Dispose of contents/ container in accordance with local regulation.

Use the reagents according to the working procedures for clinical laboratories.

Reagent and samples should be discarded according to the local regulations in force.

Any serious incident that has occurred in relation to the device shall be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or the patient is established.

STABILITY AND STORAGE INSTRUCTIONS

Anticoagulante G is stable at room temperature (< 25°C) until the expiration date stated on the box.

INSTABILITY OR DETERIORATION OF REAGENT

Presence of discoloration or sedimentation indicates deterioration.

SAMPLE STABILITY

Glucolysis is an enzymatic process observed "in vitro" which starts at the moment of sample collection and remains active even in frozen samples.

The range of glucose consumption at 37°C is 0.10 to 0.20 g/l/hour. Leukocytes or bacteria contamination may yield false hypoglycemia in samples stored at room temperature.

PROCEDURE

One drop (70 µl) inhibits up to 9 ml of blood coagulation. Use 20 µl for volumes up to 2.5 ml and 50 µl to collect up to 7 ml blood.

PROCEDURE LIMITATIONS

Note that since fluoride is an enzymatic inhibitor, **Anticoagulante G** should not be used in reactions involving enzymes (e.g. urea with urease).

WIENER LAB. PROVIDES

- 6 dropper bottles x 50 ml (Cat. Nr. 1890552).

Anticoagulante TP

INTENDED PURPOSE

Reagent for use as an anticoagulant in blood samples for the determination of prothrombin time, erythrocyte sedimentation rate, coagulation studies, thromboplastin generation tests, fibrinogen and other coagulation factor determination, platelet count, and other reactions requiring citrated blood, qualitatively or quantitatively, by automated or non-automated methods, depending on the test. Intended for use by biochemical

professionals in clinical analysis laboratories, medical clinics, and hospitals, in samples from the general population.

PROVIDED REAGENT

Anticoagulante TP: 130 mmol/l dihydrated trisodium citrate solution, pH 7.2.

INSTRUCTIONS FOR USE

Ready to use.

WARNINGS

The Reagent is for "in vitro" diagnostic use.

Use the reagent according to the working procedures for clinical laboratories.

Reagent and samples should be discarded according to the local regulations in force.

Any serious incident that has occurred in relation to the device shall be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or the patient is established.

STABILITY AND STORAGE INSTRUCTIONS

Anticoagulante TP is stable at room temperature (< 25°C) until the expiration date stated on the box.

INSTABILITY OR DETERIORATION OF REAGENT

Its deterioration is indicated by the presence of discoloration or sedimentation.

SAMPLE STABILITY

Samples collected with citrate concentration of 120 to 150 mmol/l show maximum stability for prothrombin time determination for up to 8 hours after collection. In this condition, blood samples could be stored at 4°C for up to 7 days keeping constant V and VIII coagulation factors' activity.

PROCEDURE

For coagulation tests, the adequate blood/anticoagulant ratio is 9+1. For example, 4 drops of Anticoagulante TP for 2.5 ml blood.

To perform erythrocyte sedimentation rate, the indicated ratio (ICSH) is 4+1. For example, 2 ml blood + 7 drops (0.5 ml) of Anticoagulante TP.

PROCEDURE LIMITATIONS

Note that other anticoagulant/sample or citrate concentration than the one specified will affect Prothrombin Time. Therefore, it is recommended to control the anticoagulant dose when sample is collected.

WIENER LAB. PROVIDES

- 6 dropper bottles x 50 ml (Cat. Nr. 1895002).

REFERENCES

- International Committee for Standardization in Hematology (ICSH) - Am. J. Clin. Path. 68/4:505 (1977).

SÍMBOLOS // SÍMBOLOS // SYMBOLS

Símbolos que podrían encontrarse en los kits de reactivos para diagnóstico de Wiener lab. // Símbolos que podem ser encontrados nos kits de reagentes para diagnóstico da Wiener lab. // Symbols that might be found on Wiener lab diagnostic reagent kits.



Este producto cumple con los requerimientos previstos por la Regulación (EU) 2017/746 para productos sanitarios de diagnóstico in vitro // Este produto cumpre os requisitos previstos pelo Regulamento (EU) 2017/746 para produtos sanitários de diagnóstico in vitro // This product fulfills the requirements of the Regulation (EU) 2017/746 on in vitro diagnostic medical device



Representante autorizado en la Comunidad Europea // Representante autorizado na Comunidade Europeia // Authorized representative in the European Community



Uso diagnóstico "in vitro" // Uso médico-diagnóstico "in vitro" // "In vitro" diagnostic medical device



Contenido suficiente para <n> ensayos // Conteúdo suficiente para <n> testes // Contains sufficient for <n> tests



Fecha de caducidad // Data de validade // Use by



Límite de temperatura (conservar a) // Limite de temperatura (conservar a) // Temperature limitation (store at)



No congelar // Não congelar // Do not freeze



Riesgo biológico // Risco biológico // Biological risks



Volumen después de la reconstitución // Volume após a reconstituição // Volume after reconstitution



Contenido // Conteúdo // Contents



Número de lote // Número de lote // Batch code



Elaborado por: // Elaborado por: // Manufactured by:



Toxicidad aguda // Toxicidade aguda // Acute toxicity



Corrosivo // Corrosivo // Corrosive



Irritante // Irritante // Irritant



Peligroso para el medio ambiente acuático // Perigoso para o ambiente aquático // Hazardous to the aquatic environment



Peligro por aspiración // Risco de aspiração // Aspiration hazard



Consultar instrucciones de uso // Consultar as instruções de uso // Consult instructions for use



Calibrador // Calibrador // Calibrator



Control // Controle // Control



Control Positivo // Controle Positivo // Positive Control



Control Negativo // Controle Negativo // Negative Control



Número de catálogo // Número de catálogo // Catalog number



Wiener Laboratorios S.A.I.C.
Riobamba 2944
2000 - Rosario - Argentina
<http://www.wiener-lab.com>
Dir. Téc.: Viviana E. Cétola
Bioquímica
Producto Autorizado A.N.M.A.T.
Disp. N°: 252/75-4854/98-
4383/00



Wiener lab.

2000 Rosario - Argentina