



TW AA

Detergente no iónico para uso en laboratorio
Detergente não iônico para uso em laboratório

USO PREVISTO

Una solución diluida de **TW AA** se emplea en analizadores automáticos para lograr un mejor escurrimiento de los líquidos en el circuito hidráulico. Esto impide la adhesión de pequeñas gotas de líquido a las paredes de los tubos de este circuito y de la cubeta de lectura, evitando la formación de microburbujas con la consecuente falta de reproducibilidad en los resultados.

Destinado a ser utilizado en laboratorios clínicos únicamente por personal capacitado.

REACTIVOS PROVISTOS

TW AA: detergente concentrado (Tween 20®) para uso de laboratorios. No iónico, biodegradable.

REACTIVOS NO PROVISTOS

Agua destilada o desmineralizada.

INSTRUCCIONES PARA SU USO

Agregar **TW AA** al agua destilada o desmineralizada empleada en el analizador. La proporción depende de cada aparato. Referirse al Manual de Instrucciones específico de cada analizador.

PRECAUCIONES

El reactivo es para uso diagnóstico "in vitro".

Utilizar el reactivo guardando las precauciones habituales de trabajo en el laboratorio de análisis clínicos.

ESTABILIDAD E INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

TW AA: estable a temperatura ambiente (< 25°C) hasta la fecha de vencimiento indicada en el envase.

PRESENTACION

- 2 x 5 ml (Cód. 1979002).

USO PRETENDIDO

Uma solução diluída de **TW AA** é utilizada em analisadores automáticos para obter uma melhor fluidez dos líquidos no circuito hidráulico. Isto impede que as pequenas gotas de líquido possam aderir-se às paredes dos tubos deste circuito e da cubeta de leitura, evitando a formação de micro-bolhas com a consequente falta de reprodutibilidade nos resultados. Destinado ao uso em laboratórios clínicos apenas por pessoal treinado.

REAGENTES FORNECIDOS

TW AA: detergente concentrado (Tween 20®) para uso em laboratório. Não iônico, biodegradável.

REAGENTES NÃO FORNECIDOS

Água destilada ou desmineralizada.

INSTRUÇÕES DE USO

Adicionar **TW AA** na água destilada ou desmineralizada utilizada no aparelho. A proporção depende do aparelho. Vide o manual correspondente do analisador em uso.

PRECAUÇÕES

Para uso diagnóstico "in vitro".

Utilizar os reagentes observando as precauções habituais de trabalho no laboratório de análises clínicas.

ESTABILIDADE E INSTRUÇÕES DE ARMAZENAMENTO

TW AA: estável a temperatura ambiente (< 25°C) até a data do vencimento indicada na embalagem.

APRESENTAÇÃO

- 2 x 5 ml (Cód. 1979002).



TW AA

Non ionic detergent for laboratory use

INTENDED PURPOSE

A diluted solution of **TW AA** is used in autoanalyzers (Wiener lab. CM200, Wiener lab. CM250 and Wiener lab. CM250i) in order to obtain a better rinsing of hydraulic circuit fluids. This prevents the adhesion of small fluid drops to the tubes' walls of the hydraulic circuit and to the reading cuvette, avoiding the microbubbles formation.

Intended for use in clinical laboratories only by trained personnel.

PROVIDED REAGENTS

TW AA: concentrated detergent (Tween 20®) for laboratory use. Non-ionic, biodegradable.

INSTRUCTIONS FOR USE

Add **TW AA** to distilled or demineralized water used in the instrument. The proportion depends on each instrument. Refer to the specific instrument Operation Manual.

WARNINGS

The reagent is for "in vitro" diagnostic use.

Use the reagent according to the working procedures for clinical laboratories.

STABILITY AND STORAGE INSTRUCTIONS

TW AA: is stable at room temperature (< 25°C) until the expiration date stated on the box.

WIENER LAB PROVIDES

- 2 x 5 ml (Cat. N° 1979002)

SÍMBOLOS // SÍMBOLOS // SYMBOLS

Símbolos que podrían encontrarse en los kits de reactivos para diagnóstico de Wiener lab. // Símbolos que podem ser encontrados nos kits de reagentes para diagnóstico da Wiener lab. // Symbols that might be found on Wiener lab diagnostic reagent kits.



Este producto cumple con los requerimientos previstos por la Regulación (EU) 2017/746 para productos sanitarios de diagnóstico in vitro // Este produto cumpre os requisitos previstos pelo Regulamento (EU) 2017/746 para produtos sanitários de diagnóstico in vitro // This product fulfills the requirements of the Regulation (EU) 2017/746 on in vitro diagnostic medical devices



Representante autorizado en la Comunidad Europea // Representante autorizado na Comunidade Europeia // Authorized representative in the European Community



Uso diagnóstico "in vitro" // Uso médico-diagnóstico "in vitro" // "In vitro" diagnostic medical device



Contenido suficiente para <n> ensayos // Conteúdo suficiente para <n> testes // Contains sufficient for <n> tests



Fecha de caducidad // Data de validade // Use by



Límite de temperatura (conservar a) // Limite de temperatura (conservar a) // Temperature limitation (store at)



No congelar // Não congelar // Do not freeze



Riesgo biológico // Risco biológico // Biological risks



Volumen después de la reconstitución // Volume após a reconstituição // Volume after reconstitution



Contenido // Conteúdo // Contents



Número de lote // Número de lote // Batch code



Elaborado por: // Elaborado por: // Manufactured by:



Nocivo // Nocivo // Harmful



Corrosivo // Corrosivo // Corrosive



Irritante // Irritante // Irritant



Peligroso para el medio ambiente acuático // Perigoso para o ambiente aquático // Hazardous to the aquatic environment



Peligro por aspiración // Risco de aspiração // Aspiration hazard



Consultar instrucciones de uso // Consultar as instruções de uso // Consult instructions for use



Calibrador // Calibrador // Calibrator



Control // Controle // Control



Control Positivo // Controle Positivo // Positive Control



Control Negativo // Controle Negativo // Negative Control



Número de catálogo // Número de catálogo // Catalog number



Wiener Laboratorios S.A.I.C.
Riobamba 2944
2000 - Rosario - Argentina
<http://www.wiener-lab.com>
Dir. Téc.: Viviana E. Cétola
Bioquímica
Producto Autorizado A.N.M.A.T.
PM-1102-37



Wiener lab.

2000 Rosario - Argentina