



WL Probe Cleanser

Para el lavado en analizadores hematológicos
Para a lavagem em analisadores hematológicos

USO PREVISTO

WL Probe Cleanser es una solución alcalina de limpieza destinada al cuidado y mantenimiento de los sistemas de aspiración, mezclado y dispensación de analizadores automáticos utilizados en diagnóstico in vitro.

Su uso regular contribuye a mantener la integridad de las líneas hidráulicas y componentes del sistema, favoreciendo la eliminación de residuos, la prevención de obstrucciones y la reducción del riesgo de contaminación cruzada entre muestras o reactivos.

REACTIVOS PROVISTOS

WL Probe Cleanser: solución conteniendo hipoclorito de sodio < 100 g/l e hidróxido de sodio < 100 g/l.

INSTRUCCIONES PARA SU USO

Para su uso, seguir las instrucciones indicadas en el manual de operaciones del analizador.

PRECAUCIONES

El Reactivo Provisto es para uso diagnóstico "in vitro".

El reactivo es corrosivo. H314: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. H318: Provoca lesiones oculares graves. H400: Muy tóxico para los organismos acuáticos. H412: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. P260: No respirar los vapores/la niebla. P273: Evitar su liberación al medio ambiente. P280: Llevar gafas/guantes/prendas de protección. P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse. P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P501: Eliminar el contenido/recipiente de conformidad con la normativa local. Utilizar los reactivos guardando las precauciones habituales de trabajo en el laboratorio de análisis clínicos.

Todos los reactivos y las muestras deben descartarse de acuerdo a la normativa local vigente.

ESTABILIDAD E INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

WL Probe Cleanser: estable a temperatura entre 2-30°C hasta la fecha de vencimiento indicada en la caja. Se recomienda mantener el envase cerrado cuando no esté en uso. Descartar envases abiertos transcurridos 60 días.

PRESENTACION

- Frasco x 50 ml (Cód. 1474521)

USO PRETENDIDO

O **WL Probe Cleanser** é uma solução de limpeza alcalina desenvolvida para o cuidado e a manutenção dos sistemas de aspiração, mistura e dispensação de analisadores automatizados usados em diagnósticos in vitro.

O uso regular ajuda a manter a integridade das linhas hidráulicas e dos componentes do sistema, facilitando a remoção de resíduos, prevenindo bloqueios e reduzindo o risco de contaminação cruzada entre amostras ou reagentes.

REAGENTES FORNECIDOS

WL Probe Cleanser: solução contendo hipoclorito de sódio < 100 g/l e hidróxido de sódio < 100 g/l.

INSTRUÇÕES DE USO

Para o seu uso, vide as instruções indicadas no manual de operações do analisador.

PRECAUÇÕES

O Reagente Fornecido é para uso diagnóstico "in vitro".

O reagente é corrosivo. H314: Provoca queimadura severa à pele e dano aos olhos. H318: Provoca lesões oculares graves. H400: Muito tóxico para os organismos aquáticos. H412: Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos prolongados. P260: Não inale os vapores/neblina. P273: Evitar a liberação para o meio ambiente. P280: Use luvas de proteção ocular/luvas de proteção/vestuário de proteção. P303+P361+P353: EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou o cabelo): Retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxágua a pele com água ou tomar um ducha. P305+P351+P338: EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágua cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue a enxaguando. P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais. Utilizar os reagentes observando as precauções habituais de trabalho no laboratório de análise clínica.

Todos os reagentes e as amostras devem-se descartar conforme à regulação local vigente.

ESTABILIDADE E INSTRUÇÕES DE ARMAZENAMENTO

WL Probe Cleanser: estável a temperatura entre 2-30°C até a data de vencimento indicada na embalagem. Recomenda-se manter o envasamento fechado quando não for usado. Descartar envasamentos abertos quando transcorrer 60 dias.

APRESENTAÇÃO

- Frasco x 50 ml (Cód. 1474521)



WL Probe Cleanser

Cleaning solution for use in hematology analyzers

INTENDED USE

WL Probe Cleanser is an alkaline cleaning solution designed for the care and maintenance of the aspiration, mixing, and dispensing systems of automated analyzers used in in vitro diagnostics.

Regular use helps maintain the integrity of the hydraulic lines and system components, facilitating residue removal, preventing blockages, and reducing the risk of cross-contamination between samples or reagents.

PROVIDED REAGENTS

WL Probe Cleanser: solution containing hypochlorous sodium < 100 g/l and sodium hydroxide < 100 g/l.

INSTRUCTIONS FOR USE

For it use, see the analyzer operation manual instructions.

WARNINGS

The Reagent is for "in vitro" diagnostic use.

Do not inhale nor ingest. In case of inhaling or ingestion, seek medical advice.

The reagent is corrosive. H314: Causes severe skin burns and eye damage. H318: Causes serious eye damage. H400: Very toxic to aquatic life. H412: Harmful to aquatic life with long lasting effects. P260: Do not breathe vapour/mist. P273: Avoid release to the environment. P280: Wear eye protection/protective gloves/protective clothing. P303+P361+P353: IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water or shower. P305+P351+P338: IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. P501: Dispose of contents/container in accordance with local regulation.

Use the reagents according to the working procedures for clinical laboratories.

All reagents and samples should be discarded according to the local regulations in force.

STABILITY AND STORAGE INSTRUCTIONS

WL Probe Cleanser: stable at 2-30°C temperature until the expiration date stated on the box. Keep container closed when not in use. Discard opened container after 60 days.

WIENER LAB. PROVIDES

- Vial x 50 ml (Cat. N° 1474521)

SIMBOLOS // SÍMBOLOS // SYMBOLS

Simbolos que podrían encontrarse en los kits de reactivos para diagnóstico de Wiener lab. // Símbolos que podem ser encontrados nos kits de reagentes para diagnóstico da Wiener lab. // Symbols that might be found on Wiener lab diagnostic reagent kits.



Este producto cumple con los requerimientos previstos por la Regulación (EU) 2017/746 para productos sanitarios de diagnóstico in vitro // Este produto cumpre os requisitos previstos pelo Regulamento (EU) 2017/746 para produtos sanitários de diagnóstico in vitro // This product fulfills the requirements of the Regulation (EU) 2017/746 on in vitro diagnostic medical devices



Representante autorizado en la Comunidad Europea // Representante autorizado na Comunidade Europeia // Authorized representative in the European Community



Uso diagnóstico "in vitro" // Uso médico-diagnóstico "in vitro" // "In vitro" diagnostic medical device



Contenido suficiente para <n> ensayos // Conteúdo suficiente para <n> testes // Contains sufficient for <n> tests



Fecha de caducidad // Data de validade // Use by



Límite de temperatura (conservar a) // Limite de temperatura (conservar a) // Temperature limitation (store at)



No congelar // Não congelar // Do not freeze



Riesgo biológico // Risco biológico // Biological risks



Volumen después de la reconstitución // Volume após a reconstituição // Volume after reconstitution



Contenido // Conteúdo // Contents



Número de lote // Número de lote // Batch code



Elaborado por: // Elaborado por: // Manufactured by:



Nocivo // Nocivo // Harmful



Corrosivo // Corrosivo // Corrosive



Irritante // Irritante // Irritant



Peligroso para el medio ambiente acuático // Perigoso para o ambiente aquático // Hazardous to the aquatic environment



Consultar instrucciones de uso // Consultar as instruções de uso // Consult instructions for use



Calibrador // Calibrador // Calibrator



Control // Controle // Control



Control Positivo // Controle Positivo // Positive Control



Control Negativo // Controle Negativo // Negative Control



Número de catálogo // Número de catálogo // Catalog number



Wiener Laboratorios S.A.I.C.
Riobamba 2944
2000 - Rosario - Argentina
<http://www.wiener-lab.com.ar>
Dir. Téc.: Viviana E. Cétola
Bioquímica
Producto Autorizado A.N.M.A.T.
PM-1102-182



Wiener lab.

2000 Rosario - Argentina