

UT 260

Analizador semiautomático
de orina



Características principales

- » Compacto y práctico
- » Sin consumibles
- » Inicio automático por detección de tira de orina
- » Fácil limpieza y mantenimiento
- » Velocidad: 260 tiras de orinas/hora



Asistencia Técnica WL

Wiener lab.

UT260

Eficiencia en acción



Beneficios que marcan la diferencia



Interfaz dedicada para gestión de control de calidad.



Ingreso de color y turbidez manual o mediante código de barras.



Impresión automática (opcional) con impresora térmica integrada.



Calidad garantizada: tira de chequeo diario.



Modos de prueba flexibles: continua o única.



Diseño compacto

10 parámetros confiables

	Leucocitos (glóbulos blancos)
	Cuerpos cetónicos
	Nitritos
	Urobilinógeno
	Bilirrubina
	Glucosa
	Proteínas
	Densidad / Gravedad específica
	pH
	Sangre (eritrocitos)



Especificaciones técnicas

Principio de medición	Fotometría de reflectancia
Longitud de onda	460 nm, 516 nm, 630 nm, 725 nm
Rendimiento	Hasta 260 test/hora
Pantalla	Pantalla táctil a color de alta resolución de 7 pulgadas
Capacidad de memoria	12.000 resultados
Tira	Urine strip 10 (10 parámetros)
Interfaz	Puerto serial (Rs232), USB (lector de código de barras), Wi-Fi
Condiciones de trabajo	Temperatura ambiente: 5–40°C, HR ≤80%
Fuente de alimentación instrumento	12V DC; Adaptador: 100V–240V, 50/60Hz
Dimensiones y peso	36 cm (ancho) x 27 cm (profundidad) x 19,5 cm (alto), 5 kg



marketing@wiener-lab.com

www.wiener-lab.com

Wiener lab. @Wienerlabgroup Wiener lab.

